

Parvovirus B19	1.05×10 ⁹ pfu/mL	No
Streptococcus pneumoniae	1.0×10 ⁸ CFU/mL	No
Streptococcus pyogenes	1.6×10 ⁸ CFU/mL	No
Staphylococcus aureus	1.2×10 ⁸ CFU/mL	No
Human coronavirus 229E	1.26×10 ⁸ pfu/mL	No
Human coronavirus OC43	1.05×10 ⁸ pfu/mL	No
Human coronavirus NL63	1.47×10 ⁸ pfu/mL	No
MERS	1.61×10 ⁸ pfu/mL	No

Interfering Substance	Concentration	Endogenous Interference (Yes/No)
Whole Blood	4%	No
Menthol	1.5 mg/mL	No
Naso GEL (NeilMed)	5% v/v	No
CVS Nasal Drops (Phenylephrine)	15% v/v	No
Afrin (Oxymetazoline)	15% v/v	No
CVS Nasal Spray (Cromolyn)	15% v/v	No
Zicam	5% v/v	No
Sore Throat Phenol Spray	15% v/v	No
Tobramycin	4 µg/mL	No
Fluticasone Propionate	5% v/v	No
Mucin	2% w/v	No
Homeopathic (Alkalol)	10% v/v	No
Mupirocin	10 mg/mL	No
Tamiflu (Oseltamivir Phosphate)	5 mg/mL	No

Microbial Interfering Substance	Test Concentration	Interference (Yes/No)
Escherichia coli	1.0×10 ⁸ CFU/mL	No
Hepatitis C Virus (HCV)	1.12×10 ⁸ pfu/mL	No
Hepatitis B Virus (HBV)	1.54×10 ⁸ pfu/mL	No
Influenza B	0.7×10 ^{6.67} pfu/mL	No
Influenza A	1.05×10 ^{6.67} pfu/mL	No
Herpes Simplex Virus-1 (HSV-1)	1.12×10 ⁸ pfu/mL	No
Herpes Simplex Virus-2 (HSV-2)	1.47×10 ⁸ pfu/mL	No
Human Immunodeficiency Virus – 1 (HIV-1)	2.24×10 ⁸ pfu/mL	No
Enterovirus	2.52×10 ⁸ pfu/mL	No
Staphylococcus epidermidis	1.0×10 ⁸ CFU/mL	No
Legionella pneumophila	3.5×10 ⁸ CFU/mL	No
Chlamydia pneumoniae	1.7×10 ⁸ CFU/mL	No
Mycoplasma pneumoniae	1.5×10 ⁸ CFU/mL	No
Parainfluenza virus	1.26×10 ⁸ pfu/mL	No
Respiratory syncytial virus	1.47×10 ⁸ pfu/mL	No
Adenovirus	1.19×10 ⁸ pfu/mL	No
HAMA	1.4×10 ⁸ pfu/mL	No
Cytomegalovirus (CMV)	1.33×10 ⁸ pfu/mL	No
Epstein-Barr Virus (EBV)	1.05×10 ⁸ pfu/mL	No
Varicella Zoster Virus (VZV)	1.05×10 ⁸ pfu/mL	No
Parvovirus B19	1.0×10 ⁸ CFU/mL	No
Streptococcus pneumoniae	1.6×10 ⁸ CFU/mL	No
Streptococcus pyogenes	1.2×10 ⁸ CFU/mL	No
Staphylococcus aureus	1.26×10 ⁸ pfu/mL	No
Human coronavirus 229E	1.05×10 ⁸ pfu/mL	No
Human coronavirus OC43	1.47×10 ⁸ pfu/mL	No
Human coronavirus NL63	1.61×10 ⁸ pfu/mL	No
MERS	1.0×10 ⁸ CFU/mL	No

SARS-CoV-2 Antigen Rapid Test	PCR	
	Positive	Negative
	Positive	124
Negative	5	195
Total	129	196
Sensitivity	96.1% (95CI: 91.19%–98.73%)	
Specificity	99.5% (95CI: 97.19%–99.99%)	

14. PROCEDURAL NOTES

- 14.1. Read the Instructions for Use carefully before performing the test.
- 14.2. Testing needs to be performed under proper testing conditions.
- 14.3. Protect the test cassette from moisture.
- 14.4. All reagents and samples should reach room temperature before use.
- 14.5. Do not use expired or contaminated samples.

15. EXPLANATION OF THE SYMBOLS USED

	In vitro diagnostic medical device
	Catalogue Number
	Batch Code
	Manufacturer
	Date of Manufacture
	Use by date
	Do Not Use if Package is Damaged
	Consult Instructions for Use
	Temperature Limit at 2°C–30°C
	Sufficient content for 5 or 25 Cassettes (Tests)
	Do Not Re-use
	Caution
	Keep Dry

16. GENERAL INFORMATION

Applicant/Manufacturer:
Name: Biohit Healthcare (Hefei) Co., Ltd.
Address: Biouhan Biotech Industrial Estate, Northeast Corner, Intersection of Kongque Road and Chang'an Road, High-Tech Zone, Hefei, Anhui Province, China
Contact telephone: +86-551-65652770
E-Mail: public@chinabiohit.com

Authorized representative in the European Union

Name: ScheBo® - Biotech AG
Address: Netanyastr. 3/35394 Gießen/Germany
Tel: +49 (0)641/4996-0
Fax: +49 (0)641/4996-77
E-mail: s.scheefers@schebo.com

Authorized Distributor

Name: DIALANE AG (www.dialane.org)
Address: Löswigweg 2, 7012 Fetsberg, Switzerland
Tel: +41 (0) 81 250 17 38
E-Mail: info@dialane.org

Varizella-Zoster-Virus (VZV)	1.05×10 ⁸ pfu/mL	Nein
Parvovirus B19	1.05×10 ⁸ pfu/mL	Nein
Streptococcus pneumoniae	1.0×10 ⁸ CFU/mL	Nein
Streptokokkus pyogenes	1.6×10 ⁸ CFU/mL	Nein
Staphylococcus aureus	1.2×10 ⁸ CFU/mL	Nein
Humanes Coronavirus 229E	1.26×10 ⁸ pfu/mL	Nein
Humanes Coronavirus OC43	1.05×10 ⁸ pfu/mL	Nein
Menschliches Coronavirus (NL63)	1.47×10 ⁸ pfu/mL	Nein
MERS	1.61×10 ⁸ pfu/mL	Nein

Störende Substanz	Konzentration	Endogene Störung (Ja/Nein)
Vollblut	4%	Nein
Menthol	1.5 mg/mL	Nein
Naso GEL (NeilMed)	5% v/v	Nein
CVS Nasentropfen (Phenylephrin)	15% v/v	Nein
Afrin (Oxymetazolin)	15% v/v	Nein
CVS Nasenspray (Cromolyn)	15% v/v	Nein
Zicam	5% v/v	Nein
Halsentzündung Phenolspray	15% v/v	Nein
Tobramycin	4 µg/mL	Nein
Fluticasonpropionat	5% v/v	Nein
Mucin	2% w/v	Nein
Homöopathisch (Alkalol)	10% v/v	Nein
Mupirocin	10 mg/mL	Nein
Tamiflu (Oseltamivir Phosphat)	5 mg/mL	Nein

Mikrobielle Störsubstanz	Test-Konzentration	Störung (Ja/Nein)
Escherichia coli	1.0×10 ⁸ CFU/mL	Nein
Hepatitis-C-Virus (HCV)	1.12×10 ⁸ pfu/mL	Nein
Hepatitis-B-Virus (HBV)	1.54×10 ⁸ pfu/mL	Nein
Influenza B	0.7×10 ^{6.67} pfu/mL	Nein
Influenza A	1.05×10 ^{6.67} pfu/mL	Nein
Herpes Simplex Virus-1 (HSV-1)	1.12×10 ⁸ pfu/mL	Nein
Herpes Simplex Virus-2 (HSV-2)	1.47×10 ⁸ pfu/mL	Nein
Humanes Immundefizienz Virus – 1 (HIV-1)	2.24×10 ⁸ pfu/mL	Nein
Enterovirus	2.52×10 ⁸ pfu/mL	Nein
Staphylococcus epidermidis	1.0×10 ⁸ CFU/mL	Nein
Legionella pneumophila	3.5×10 ⁸ CFU/mL	Nein
Chlamydia pneumoniae	1.7×10 ⁸ CFU/mL	Nein
Mycoplasma pneumoniae	1.5×10 ⁸ CFU/mL	Nein
Parainfluenza-Virus	1.26×10 ⁸ pfu/mL	Nein
Respiratorisches Synzytial-Virus	1.47×10 ⁸ pfu/mL	Nein
Adenovirus	1.19×10 ⁸ pfu/mL	Nein
HAMA	1.4×10 ⁸ pfu/mL	Nein
Cytomegalovirus (CMV)	1.33×10 ⁸ pfu/mL	Nein
Epstein-Barr-Virus (EBV)	1.05×10 ⁸ pfu/mL	Nein
Varizella-Zoster-Virus (VZV)	1.05×10 ⁸ pfu/mL	Nein
Parvovirus B19	1.0×10 ⁸ CFU/mL	Nein
Streptococcus pneumoniae	1.6×10 ⁸ CFU/mL	Nein
Streptokokkus pyogenes	1.2×10 ⁸ CFU/mL	Nein
Staphylococcus aureus	1.26×10 ⁸ pfu/mL	Nein
Humanes Coronavirus 229E	1.05×10 ⁸ pfu/mL	Nein
Humanes Coronavirus OC43	1.47×10 ⁸ pfu/mL	Nein
Menschliches Coronavirus (NL63)	1.61×10 ⁸ pfu/mL	Nein
MERS	1.0×10 ⁸ CFU/mL	Nein

SARS-CoV-2 Antigen Schnelltest	PCR	
	Positiv	Negativ
	Positiv	124
Negativ	5	195
Gesamt	129	196
Sensitivität	96,1% (95CI: 91,19%–98,73%)	
Spezifität	99,5% (95CI: 97,19%–99,99%)	

14. VERFAHRENSHINWEISE

- 14.1. Lesen Sie die Gebrauchsanweisung sorgfältig durch, bevor Sie den Test durchführen.
- 14.2. Die Prüfung muss unter ordnungsgemäßen Prüfbedingungen durchgeführt werden.
- 14.3. Schützen Sie die Testkassette vor Feuchtigkeit.
- 14.4. Alle Reagenzien und Proben sollten vor der Verwendung Raumtemperatur erreichen.
- 14.5. Verwenden Sie keine trocknen oder verunreinigten Proben.

15. ERKLÄRUNG DER VERWENDETEN SYMBOLE

	Medizinisches In-vitro-Diagnosegerät
	Katalognummer
	Batch Code
	Hersteller
	Datum der Herstellung
	Verfallsdatum
	Nicht verwenden, wenn die Verpackung beschädigt ist
	Gebrauchsanweisung beachten
	Temperaturgrenze bei 2°C–30°C
	Inhalt ausreichend für 5 oder 25 Kassetten (Tests)
	Nicht wiederverwenden
	Vorsicht
	Trocken halten

16. ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Antragsteller/Hersteller:
Name: Biohit Healthcare (Hefei) Co., Ltd.
Adresse: Biouhan Biotech Industrial Estate, Nordost-Ecke, Kreuzung von Kongque Road und Chang'an Road, High-Tech-Zone, Hefei, Provinz Anhui, China
Kontakt-Telefon: +86-551-65652770
E-Mail: public@chinabiohit.com

Bevollmächtigter Vertreter in der Europäischen Union

Name: ScheBo® - Biotech AG
Adresse: Netanyastr. 3/35394 Gießen/Deutschland
Tel: +49 (0) 641/4996-0
Fax: +49(0) 641/4996-77
E-Mail: s.scheefers@schebo.com

Autorisierter Distributor

Name: DIALANE AG (www.dialane.org)
Adresse: Löswigweg 2, 7012 Fetsberg, Schweiz
Tel: +41 (0) 81 250 17 38
E-Mail: info@dialane.org

Virus de la Varicella Zoster (VZV)	1.05×10 ⁸ pfu/mL	No
Parvovirus B19	1.05×10 ⁸ pfu/mL	No
Streptococcus pneumoniae	1.0×10 ⁸ CFU/mL	No
Streptococcus pyogenes	1.6×10 ⁸ CFU/mL	No
Staphylococcus aureus	1.2×10 ⁸ CFU/mL	No
Coronavirus humano 229E	1.26×10 ⁸ pfu/mL	No
Coronavirus humano OC43	1.05×10 ⁸ pfu/mL	No
Coronavirus humano (NL63)	1.47×10 ⁸ pfu/mL	No
MERS	1.61×10 ⁸ pfu/mL	No

Sustancia interferente	Concentración	Interferencias endógenas (Sí/No)
Sangre pura	4%	No
Mentol	1.5 mg/mL	No
Naso GEL (NeilMed)	5% v/v	No
Gotas nasales CVS (fenilefrina)	15% v/v	No
Afrin (Oximetazolina)	15% v/v	No
Spray nasal CVS (Cromolyn)	15% v/v	No
Zicam	5% v/v	No
Spray de fenol para el dolor de garganta	15% v/v	No
Tobramicina	4 µg/mL	No
Propionato de fluticasona	5% v/v	No
Mucina	2% w/v	No
Homeopático (Alkalol)	10% v/v	No
Mupirocin	10 mg/mL	No
Tamiflu (fosfato de oseltamivir)	5 mg/mL	No

Sustancia de interferencia microbiana	Concentración de la prueba	Interferencias (Sí/No)
Escherichia coli	1.0×10 ⁸ CFU/mL	No
Virus de la hepatitis C (VHC)	1.12×10 ⁸ pfu/mL	No
Virus de la hepatitis B (VHB)	1.54×10 ⁸ pfu/mL	No
Gripe B	0.7×10 ^{6.67} pfu/mL	No
Gripe A	1.05×10 ^{6.67} pfu/mL	No
Virus del herpes simple-1 (VHS-1)	1.12×10 ⁸ pfu/mL	No
Virus del herpes simple-2 (VHS-2)	1.47×10 ⁸ pfu/mL	No
Virus de la Inmunodeficiencia Humana – 1 (VH-1)	2.24×10 ⁸ pfu/mL	No
Enterovirus	2.52×10 ⁸ pfu/mL	No
Staphylococcus epidermidis	1.0×10 ⁸ CFU/mL	No
Legionella pneumophila	3.5×10 ⁸ CFU/mL	No
Chlamydia pneumoniae	1.7×10 ⁸ CFU/mL	No
Mycoplasma pneumoniae	1.5×10 ⁸ CFU/mL	No
Parainfluenza virus	1.26×10 ⁸ pfu/mL	No
Respiratory syncytial virus	1.47×10 ⁸ pfu/mL	No
Adenovirus	1.19×10 ⁸ pfu/mL	No
HAMA	1.4×10 ⁸ pfu/mL	No
Cytomegalovirus (CMV)	1.33×10 ⁸ pfu/mL	No
Virus de Epstein-Barr (VEB)	1.05×10 ⁸ pfu/mL	No
Virus de la Varicella Zoster (VZV)	1.05×10 ⁸ pfu/mL	No
Parvovirus B19	1.0×10 ⁸ CFU/mL	No
Streptococcus pneumoniae	1.6×10 ⁸ CFU/mL	No
Streptococcus pyogenes	1.2×10 ⁸ CFU/mL	No
Staphylococcus aureus	1.26×10 ⁸ pfu/mL	No
Coronavirus humano 229E	1.05×10 ⁸ pfu/mL	No
Coronavirus humano OC43	1.47×10 ⁸ pfu/mL	No
Coronavirus humano (NL63)	1.61×10 ⁸ pfu/mL	No
MERS	1.0×10 ⁸ CFU/mL	No

Prueba rápida del antígeno N del SARS-CoV-2	Resultados de la PCR	
	Positivo	Negativo
	Positivo	124
Negativo	5	195
Total	129	196
Sensibilidad	96.1% (95CI: 91.19%–98.73%)	
Especificidad	99.5% (95CI: 97.19%–99.99%)	

14. NOTAS DE PROCEDIMIENTO

- 14.1. Lea atentamente las instrucciones de uso antes de realizar la prueba.
- 14.2. Las pruebas deben realizarse en condiciones adecuadas.
- 14.3. Proteja el casete de prueba de la humedad.
- 14.4. Todos los reactivos y muestras deben alcanzar la temperatura ambiente antes de su uso.
- 14.5. No utilice muestras turbias o contaminadas.

15. EXPLICACIÓN DE LOS SÍMBOLOS UTILIZADOS

	Dispositivo médico de diagnóstico in vitro
	Número de catálogo
	Código de lote
	Fabricante
	Fecha de fabricación
	Fecha de caducidad
	No utilizar si el paquete está dañado
	Consulte las instrucciones de uso
	Límite de temperatura a 2°C–30°C
	Contenido suficiente para 5 o 25 casetes (pruebas)
	No reutilizar
	Precaución
	Manténgase seco

16. INFORMACIÓN GENERAL

Solicitante/Fabricante:
Nombre: Biohit Healthcare (Hefei) Co., Ltd.
Dirección: Biouhan Biotech Industrial Estate, esquina noreste, intersección de Kongque Road y Chang'an Road, zona de alta tecnología, Hefei, provincia de Anhui, China
Contact telephone: +86-551-65652770
E-Mail: public@chinabiohit.com

Representante autorizado en la Unión Europea

Nombre: ScheBo® - Biotech AG
Dirección: Netanyastr. 3/35394 Gießen/Alemania
Tel: +49 (0) 641/4996-0
Fax: +49 (0) 641/4996-77
E-Mail: s.scheefers@schebo.com

Distribuidor Oficial:

Nombre: DIALANE AG (www.dialane.org)
Dirección: Löswigweg 2, 7012 Fetsberg, Suiza
Tel: +41 (0) 81 250 17 38
E-Mail: info@dialane.org

13.3. Estudios de interferencia

13.3.1. Estudios de sustancias de interferencia endógena
Se evaluó la interferencia endógena de la prueba rápida del antígeno del SARS-CoV-2 (método del oro coloidal) mediante la prueba de un panel de patógenos respiratorios de alta prevalencia que podrían reaccionar con interferencia endógena potencial con la prueba rápida del antígeno del SARS-CoV-2 (método del oro coloidal) en una muestra de 3x LoD. Cada organismo y virus se analizaron tres veces. Las sustancias de interferencia endógena que se enumeran a continuación no interfieren con los resultados de la prueba rápida de antígeno SARS-CoV-2 (método del oro coloidal):

13.3.2. Estudios de interferencia microbiana

Se evaluó la interferencia microbiana de la prueba rápida del antígeno del SARS-CoV-2 (método del oro coloidal) mediante la prueba de un panel de patógenos respiratorios de alta prevalencia que podrían potencialmente reaccionar con interferencia microbiana con la prueba rápida del antígeno SARS-CoV-2 (método del oro coloidal) en una muestra de 3x LoD. Se realizó la prueba a cada organismo y virus 3 veces. Los siguientes patógenos no influyeron en los resultados de la prueba en muestras positivas al antígeno del SARS-CoV-2 en la concentración probada: