



Entdeckt IgG und IgM nach

- Infektion mit SARS-CoV-2
(Protein "N")
- Nach der Immunisierung mit
allen aktuellen Impfstoffen
(Protein "S")

BioHit SARS-CoV-2 IgM/IgG-Antikörper-Testkit (Immunogold)

- **Gesicherte Qualität**
 - CE-IVD-zertifiziert
 - FDA-EUA-zertifiziert
 - BioHit ist ein ISO 13485-zertifizierter Hersteller (TÜV Süd)
 - Mehrere veröffentlichte Studien verfügbar (Yale University, US Dept. of Health)
- **Best in Class Performance - erkennt die Reaktion auf den Impfstoff und alle Virusstämme**
 - Klinische Sensitivität: Wildtyp > 99,08 %, Impfstoff 100 %
 - Klinische Spezifität: Wildtyp > 99,12 %, Impfstoff 100 %
- **Dual Assay, zwei Ergebnisse: eines für IgG und eines für IgM**
 - Das IgM-Testergebnis weist auf eine kürzlich erfolgte Infektion hin
 - Das Vorhandensein von IgM und IgG weist auf eine kürzlich erfolgte Infektion hin, die überwunden wurde
 - Nur IgG weist auf eine Infektion in der Vergangenheit hin
- **Eingebaute Qualitätskontrolle**
 - Jeder Test hat eine eingebaute Positivkontrolle, die anzeigt, ob der Test funktioniert hat.
- **Einfache Anwendung**
 - Minimales Probenvolumen ein Tropfen Kapillarblut
 - Test kann von medizinischem Fachpersonal oder geschultem Personal durchgeführt werden
- **Wir haben bereits über 1 Million Assays in 20 Nationen verkauft: USA, UK, Deutschland, Frankreich, ...**

Besuchen Sie uns unter www.dialane.org oder schreiben Sie uns unter info@dialane.org