



Recogida de muestra con Hisopo Nasal anterior con hisopo

Uso sencillo, rápido e indoloro



Prueba rápida de Antígeno SARS-CoV-2 de BioHit "Nasal"

- **Calidad garantizada**
 - Certificado CE-IVD
 - Fabricante con certificación TUV-Süd ISO13485
 - BfArM registrado para uso individual
- **El mejor rendimiento de su clase**
 - 33 - 34 ct Equivalencia RT-PCR
 - Estudios independientes
 - Cuando se trata de COVID-19, exige lo mejor
- **Sensibilidad analítica. Primera prueba de segunda generación disponible en el mercado**
 - 50 pg/ml de antígeno N del SARS-CoV-2 en la saliva
 - Sensibilidad: 96,1%
 - Especificidad: 99,5%
- **Fácil de usar y seguro para todos**
 - El kit de prueba contiene todo el material necesario (hisopos, tubos, diluyente y casetes de prueba)
 - **Uso muy fácil, rápido e indoloro**
 - Introducir el hisopo sólo 1 cm en la fosa nasal y girar unas 8-10 veces
 - El tampón contiene detergentes que inactivan los virus
 - Pasar un bastoncillo, agitar, apretar - resultado en 15 minutos
 - Eliminación a través de los residuos domésticos
- **Presentación del kit**
 - Kit de 5 / Kit de 25 (Kit de 1 en curso)