

BIOHIT

Dialane AG



Detecta IgG e IgM después de
- **Infección por el SARS-CoV-2**
 (Proteína "N")
- **Después de la inmunización**
 con todas las vacunas actuales
 (Proteína "S")

Kit de prueba de Anticuerpos IgM/IgG contra el SARS-CoV-2 de BioHit (Immunogold)

- **Calidad garantizada**
 - Certificado CE-IVD
 - Certificado FDA-EUA
 - BioHit es un fabricante con certificación ISO 13485 (TÜV Süd)
 - Múltiples estudios publicados disponibles (Universidad de Yale, Departamento de Salud de los Estados Unidos)
- **El mejor rendimiento de su clase: detecta la respuesta a la vacuna y a todas las cepas virales**
 - Sensibilidad clínica: tipo salvaje > 99,08%, vacuna 100%
 - Especificidad clínica: tipo salvaje > 99,12%, vacuna 100%
- **Ensayo doble, dos resultados: uno para IgG y otro para IgM**
 - El resultado de la prueba IgM indica una infección reciente
 - La presencia de IgM e IgG indica una infección reciente que se ha superado
 - IgG solamente, indica una infección en el pasado
- **Control de calidad incorporado**
 - Cada prueba tiene un control positivo incorporado que indica si la prueba ha funcionado
- **Facilidad de uso**
 - Volumen mínimo de muestra una gota de sangre capilar
 - La prueba puede ser realizada por profesionales de la salud o personal capacitado
- **Ya hemos vendido más de 1 millón de ensayos en 20 países: Estados Unidos, Reino Unido, Alemania, Francia...**

Visítenos en www.dialane.org o escribanos a info@dialane.org